

EMERADE 150/300/500 mikrogramů injekční roztok v předplněném peru

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PACIENTY / UŽIVATELE

V souvislosti s šetřením reklamací pro selhání aktivace předplněného pera Emerade v jiných členských státech EU, držitel registrace považuje za důležité zdůraznit potřebu řádného proškolení pacientů, jak s perem Emerade zacházet a správně jej používat, protože používání pera Emerade se liší od ostatních adrenalinových autoinjektorů. Pokud se necítíte jistí ve znalosti správného použití pera Emerade, projděte si instruktážní video na webové adrese <http://emerade.cz/> nebo se obraťte na svého lékaře.

Pro správnou funkci pera je také důležitá nutnost dodržovat podmínky uchování a skladování přípravku :

- **uchovávat při teplotě do 25°C** a nevystavovat pero Emerade vysokým teplotám, což může zvyšovat riziko selhání aktivace.
- uchovávat v původním vnějším obalu. Pokud je k dispozici speciálně navržené pouzdro, je možné přípravek uchovávat v něm. Vždy však uchovávejte pero v obalu, aby se zajistila jeho ochrana.
- Pero Emerade by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření.
- Chraňte před mrazem. Pero Emerade by nemělo být nikdy vystaveno mrazu.

Pokud bylo vaše pero Emerade vystaveno dlouhodobě vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření, kontaktujte svého lékaře a požádejte ho o předpis nového pera Emerade.

V souladu s informacemi v Souhrnu údajů o přípravku, je doporučeno, aby lékař pacientovi předepsal dvě pera Emerade, která by s sebou nosil za všech okolností.

V případě, že by se pero neaktivovalo, je nutné provést další dva pokusy aktivace pera za použití vyšší síly, pokud se pero neaktivuje ani během těchto pokusů, má pacient použít druhé pero, pokud ho má k dispozici.